

## SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2L

Référence : SA 7070



<b>Libellé article</b>	SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2L
<b>Code barre</b>	3700461444357
<b>Intro</b>	<p>Cette solution nettoyante en phase aqueuse, pénètre et dissout les dépôts. La solution agit comme inhibiteur de rouille, et offre une protection durable. En fonction de la taille du bac, vous pourrez nettoyer en profondeur des pièces techniques. (Carburateur, injecteur, autres...)</p>
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dilution : 25%</li></ul>
<b>Conseil</b>	Ce produit est un concentré, il est à diluer à 25% (1 pour 4) avant utilisation dans un bac à ultrasons.
<b>Durée de garantie</b>	Pas de garantie (consommable)
<b>Contenance (ml)</b>	2 000 ml
<b>Contenance (l)</b>	2 l
<b>Code tarif</b>	Tarif Normal (TN)
<b>Procédure de Garantie</b>	NO
<b>Type de consommables</b>	Nettoyant

NO  
WARRANTY



TN

**\*Prix public HT : 49 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)